

SensoLite Nova / SensoLite Nova Plus

Портативный глюкометр




- Биосенсорная технология обеспечивает измерение в течение 5 секунд
- Автоматическое включение после ввода тест-полоски
- Память на 500 тестов с указанием даты и времени
- Расчет среднего значения измерений за 7–14–28 дней
- Малый объем пробы крови 0.5 мкл
- Передача данных на компьютер через модуль LiteLink
- Голосовое сопровождение процедуры измерения (SensoLite Nova Plus)
- Биосенсорные тест-полоски для анализа глюкозы SensoLite Nova Test

SensoLite Nova / SensoLite Nova Plus

Технические характеристики

Тип прибора	биосенсорная технология
Время измерения	5 с
Диапазон измерения	1.1–33.3 ммоль/л (20–600 мг/дл)
Автоматическое включение	при вводе тест-полоски в глюкометр
Автоматическое выключение	через 2 мин
Минимальный объем пробы	0.5 мкл (капля капиллярной крови)
Сигналы	- низкий: <1.1 ммоль/л (20 мг/дл) - высокий: >33.3 ммоль/л (600 мг/дл)
Память	- 500 измерений с указанием даты и времени - расчет среднего значения измерений за 7–14–28 дней
Батарея	литиевая, 2 x CR2032
Голосовой модуль	- SensoLite Nova: нет - SensoLite Nova Plus: есть
Интерфейс связи	инфракрасный для связи с LiteLink
Рабочая температура	15–35°C
Относительная влажность воздуха	<90%
Габариты	45 x 105 x 18 мм
Вес	- SensoLite Nova: 50 г - SensoLite Nova Plus: 55 г

Устройство LiteLink для передачи данных с глюкометра на компьютер



- Сохраните свой профиль глюкозы на компьютере через оптический интерфейс
- База данных пациентов
- Создание графика профиля глюкозы
- Отчет с последующей печатью
- Архивация данных

WEST MEDICA
Hegelgasse 19, A-1010
Vienna, Austria
Tel.: +43 (1) 804 81 84
Fax: +43 (1) 804 81 85
office@westmedica.at

ВЕСТ МЕДИКА
129075, Москва
ул. Шереметьевская 85, стр. 2
Тел.: +7 (495) 940-61-33
Факс: +7 (495) 619-98-84
office@westmedica.ru

www.e77.ru
www.westmedica.ru

Официальный дистрибьютор