

# AutoSense

## Портативный глюкометр



- Биосенсорная технология обеспечивает измерение в течение 5 секунд и устраняет ложные результаты, вызванные ошибками кодирования
- Эргономичный и компактный дизайн
- Малый объем пробы крови 0,5 мкл, функция AST уменьшает болевые ощущения
- Автоматическое включение после ввода тест-полоски
- Память на 500 тестов с указанием даты и времени
- Особенности: автоматическое включение и выключение, без касания выброс тест-полоски без касания, жидкокристаллический дисплей, определения уровня глюкозы до и после еды, предупреждающие сигналы о возможных источниках ошибок, голосовая функция (AutoSense Voice)

### Информация для заказа

Наименование	Код
Портативный глюкометр AutoSense, стандартная комплектация	AS
<b>Тест-полоски</b>	
Биосенсорные тест-полоски для анализа глюкозы AutoSense, упаковка 25 шт.	SLNT

### Проведение анализа



Вставить тест-полоску



Нанести каплю крови



Прочитать результат



Выброс тест-полоски

## Технические характеристики

Тип прибора	биосенсорная технология с автокодированием
Время измерения	5 с
Диапазон измерения	1,1–33,3 ммоль/л (20–600 мг/дл)
Автоматическое включение	при вводе тест-полоски в глюкометр
Автоматическое выключение	через 2 мин
Минимальный объем пробы	0,5 мкл (капля капиллярной крови)
Сигналы	диапазон измерения (низкая / высокая); гипогликемии; низкая температура; высокая температура; разряженная батарея; уменьшенная дозировка лекарства
Память	500 измерений с указанием даты и времени
Батарея	литиевая, 2xCR2032
Голосовой модуль	AutoSense Voice
Интерфейс связи	инфракрасный для связи с LiteLink
Дисплей	жидкокристаллический
Функция сигнала тревоги	3 раза в день
Рабочая температура	10–40 °С
Относительная влажность воздуха	20–80 %
Габариты	103x53x19 мм
Вес	50 г